

AKW[®]

Confort ■ Design ■ Sécurité



Entretien des produits

Un guide de nettoyage complet pour les entrepreneurs,
les installateurs et les utilisateurs finaux



En tant que leader du marché britannique de la douche pour les personnes à mobilité réduite, nous écoutons nos clients et leurs proposons des produits de haute qualité répondant à toutes les exigences pratiques. Notre objectif est d'aider les seniors et les PMR à obtenir une meilleure qualité de vie grâce à des espaces sanitaires alliant confort et sécurité.

Nous avons 30 ans d'expérience, plus de 4000 produits, allant de l'aménagement de la salle de bains aux rampes d'accès. Cette brochure vous explique comment entretenir vos produits AKW pour maximiser la longévité, la performance et la sécurité.

Receveurs de douche	3
Parois de douche	4
Rideaux de douche	5
Robinetterie	6
Douchette de douche	7
Bondes et pompes de vidage	8
Sièges de douche	9
Barres d'appui	10
Rampes d'accès	10
Vasques et lavabos	11
Accessoires sanitaires	12
Panneaux muraux	12
Informations de garantie	14



Receveurs de douche

Notice d'entretien de l'utilisateur

Instructions d'entretien de l'utilisateur

Les receveurs de douche doivent être nettoyés périodiquement en utilisant des produits nettoyants pour salle de bains. Après le nettoyage, rincez toujours avec de l'eau et essuyez soigneusement avec un chiffon humide pour enlever les résidus de produit de nettoyage. Ensuite, séchez avec une serviette.

Si votre receveur de douche contient une bonde chromée, **N'UTILISEZ PAS** d'éponge à récurer ou tout autre matériaux abrasifs pour éviter d'endommager la finition de surface du receveur et de la bonde.

Il est important de garder le receveur propre et exempt de toute accumulation de saleté. Si possible, rincez le receveur de douche après usage pour enlever le savon et les autres dépôts. Cela garantit que le receveur de douche est nettoyé et ne contient que de l'eau claire. De cette manière, le tuyau d'évacuation sera également nettoyé de tout poil ou autre détrit.

NE PAS placer d'allumettes, de cigarettes ou de flammes nues sur ou à proximité de ce produit.

Désinfection

N'UTILISEZ PAS de produits nettoyants acides ou alcalins forts ou concentrés, car ils pourraient décolorer et endommager le produit. Lorsque la désinfection est nécessaire, des procédures standards pour la désinfection doivent être utilisées en prenant bien soin des avertissements concernant les effets possibles des produits chimiques agressifs sur les plastiques ou autres surfaces.

Les receveurs de douche et les parois AKW ne sont pas adaptés pour une utilisation avec des systèmes à haute pression.



Parois de douche

Notice d'entretien de l'utilisateur

Entretien général

Les parois de douche doivent être nettoyées périodiquement en utilisant des produits nettoyants pour salle de bains. Après le nettoyage, rincez toujours avec de l'eau et essuyez soigneusement avec un chiffon humide pour enlever les résidus de produit de nettoyage. Ensuite, séchez avec une serviette.

Il est important de nettoyer les zones telles que les joints, les poignées et de garder les pièces mobiles à l'abri de la saleté et des dépôts d'eau pour maintenir un bon fonctionnement.

Rincez abondamment à l'eau et séchez la paroi avec une serviette pour éviter la formation de nouvelles taches d'eau. Si possible, rincez la paroi de douche après utilisation pour enlever le savon et les autres dépôts.

NE PAS placer d'allumettes, de cigarettes ou de flammes nues sur ou à proximité de ce produit.

Lorsque vous nettoyez vos parois, **N'UTILISEZ PAS** de produits abrasifs ou de chiffons susceptibles d'affecter la finition des vitrages et des profilés des parois de douche.

Désinfection

N'UTILISEZ PAS de produits nettoyants acides ou alcalins forts ou concentrés, car ils pourraient décolorer et endommager le produit. AKW n'approuve ni ne recommande le nettoyage en autoclave des composants en raison des dommages que cela peut causer aux plastiques spéciaux utilisés dans la construction de ce produit. Lorsque la désinfection est nécessaire, des procédures standards pour la désinfection doivent être utilisées en prenant bien soin des avertissements concernant les effets possibles des produits chimiques agressifs sur les plastiques ou autres surfaces.

Nous vous recommandons d'utiliser des parois AKW avec des receveurs de douche AKW.



Rideaux de douche

Notice d'entretien de l'utilisateur

Entretien général

Les rideaux sont conçus pour faciliter la rétention d'eau dans le receveur de douche. Lorsqu'ils sont utilisés avec des receveurs de douche à l'italienne, ils doivent être installés de manière à toucher légèrement le receveur de douche.

Garder les rideaux de douche propres

Ce produit doit être nettoyé périodiquement. Après le nettoyage, laissez toujours le rideau sécher.

- + Les rideaux de douche AKW sont en polyester 100% tissé
- + Lavage en machine à cycle délicat à 40 °C ou moins
- + Repassage à température maximale de 110 °C
- + Séchage passif uniquement
- + Après utilisation ou nettoyage, laisser les rideaux étendus pour sécher

NE PAS placer d'allumettes, de cigarettes ou de flammes nues sur ou à proximité de ce produit.

N'UTILISEZ PAS d'agent de blanchiment au chlore.

NE PAS nettoyer à sec.

Désinfection

N'UTILISEZ PAS de produits nettoyants acides ou alcalins forts ou concentrés, car ils pourraient décolorer ou endommager le produit. Lorsque la désinfection est nécessaire, des procédures standards pour la désinfection doivent être utilisées en prenant bien soin des avertissements concernant les effets possibles des produits chimiques agressifs sur les plastiques ou autres surfaces.



Robinetterie

Notice d'entretien de l'utilisateur

Mitigeur thermostatique Arka®

Nettoyez uniquement avec de l'eau chaude savonneuse. **N'UTILISEZ PAS** d'éponge à récurer ou tout autre matériaux abrasifs pour éviter d'endommager la finition de surface. **N'UTILISEZ JAMAIS** de produits de nettoyage acides ou alcalins corrosifs. Après le nettoyage, rincez à l'eau et essuyez les résidus de produit de nettoyage à l'aide d'un chiffon doux.

DÉTARTREZ le robinet régulièrement pour éviter la formation de calcaire dans les zones d'eau dure. Utilisez un produit détartrant et suivez les instructions fournies.

+ Les robinets et mitigeurs doivent être entretenus tous les 6 mois pour assurer un étalonnage correct.



Douchette de douche

Notice d'entretien de l'utilisateur

Entretien général

Gardez les trous de pulvérisation de la douchette dégagés en tout temps. Une mauvaise performance et une défaillance prématurée peuvent être évitées en la nettoyant régulièrement.

Nettoyez la douchette et les autres accessoires avec un détergent doux, ou une solution savonneuse.

N'UTILISEZ PAS de nettoyants abrasifs, d'eau de javel ou de produits à base d'eau de javel.

Détartrage du combiné de douche

DÉTARTREZ la douchette régulièrement pour éviter la formation de calcaire dans les zones d'eau dure. Utilisez un produit détartrant et suivez les instructions fournies. Rincez abondamment et essuyez à l'aide d'un chiffon doux pour éliminer tout résidu de calcaire. Rincer à l'eau avant d'utiliser ou de raccorder à la douche. Si la douchette est bloquée, cela peut causer des problèmes de fonctionnement de la douchette.



Bondes et pompes de vidage

Notice d'entretien de l'utilisateur

Garder la bonde de vidage propre

Les bondes d'évacuation doivent être nettoyées périodiquement en utilisant des produits nettoyants pour salle de bains. Après le nettoyage, rincez toujours avec de l'eau et essuyez soigneusement avec un chiffon humide pour enlever les résidus de produit de nettoyage. Ensuite, séchez avec une serviette. Toutes les bondes de vidage AKW sont facilement accessibles pour le nettoyage.

AKW **NE RECOMMANDE PAS** l'utilisation de liquides, de mousses ou de gels de débouchage de canalisation, quelles que soient les circonstances, en raison des dommages que ces matériaux agressifs peuvent causer aux produits AKW. Si un tuyau est nettoyé correctement en enlevant régulièrement les accumulations de cheveux et autres débris, des bouchons ne se produiront pas. Lorsqu'une canalisation est bouchée, elle doit être ouverte et nettoyée mécaniquement ou à l'aide d'un jet d'eau à basse pression tel que le débit d'un pommeau de douche.

Garder la pompe d'aspiration propre

Le boîtier extérieur des pompes d'évacuation des eaux usées doit être essuyé périodiquement avec un chiffon humide.

N'UTILISEZ PAS de produits de nettoyage acides ou concentrés, alcalins ou autres, car ils pourraient décolorer et endommager le produit. AKW n'approuve ni ne recommande le nettoyage en autoclave des composants en raison des dommages que cela peut causer aux plastiques spéciaux utilisés dans la construction de ce produit.

TOUJOURS se référer aux instructions d'utilisation. Les produits doivent être régulièrement entretenus afin de garantir un fonctionnement efficace.



Sièges de douche

Notice d'entretien de l'utilisateur

Entretien général

Les sièges de douche doivent être nettoyés périodiquement en utilisant des produits nettoyants pour salle de bains. Après le nettoyage, rincez toujours avec de l'eau et essuyez soigneusement avec un chiffon humide pour enlever les résidus de produit de nettoyage. Ensuite, séchez avec une serviette.

Le coussin de siège est lavable en machine à 40 ° C.

N'UTILISEZ PAS de produits de nettoyage acides ou concentrés, alcalins ou autres, car ils pourraient décolorer ou endommager le produit. AKW n'approuve ni ne recommande le nettoyage en autoclave des composants en raison des dommages que cela peut causer aux plastiques spéciaux utilisés dans la construction de ce produit.

NE JAMAIS dépasser la capacité de poids indiquée.

ATTENTION le réglage de la hauteur des jambes est destiné à régler la préférence de l'utilisateur par rapport à la hauteur du siège.

TOUJOURS s'assurer que les pattes de fixation sont fermement en place sur les pieds réglables et que les pieds sont de la même hauteur.

NE JAMAIS utiliser le siège s'il est instable sous la douche.

N'UTILISEZ JAMAIS le siège s'il est endommagé.

Ne vous tenez **JAMAIS** debout sur le siège de douche. Cela peut avoir de graves conséquences sur les performances et la sécurité.

NE PLACEZ PAS d'allumettes, de cigarettes ou de flammes nues sur ou à proximité de ce produit.

Lors de l'ajustement de la hauteur, alignez les trous et assurez-vous que les pattes de fixation sont clairement visibles et verrouillées en position.

ASSUREZ-VOUS que les pieds sont réglés à la même hauteur, qu'ils sont fermement posés sur le sol et que le siège est de niveau.



Barres d'appui

Notice d'entretien de l'utilisateur

Entretien général

Les barres d'appui doivent être nettoyées périodiquement en utilisant des produits nettoyants pour salle de bains. Après le nettoyage, rincez toujours avec de l'eau et essuyez soigneusement avec un chiffon humide pour enlever les résidus de produit de nettoyage. Ensuite, séchez avec une serviette.

N'UTILISEZ PAS de produits de nettoyage acides ou concentrés, alcalins ou autres, car ils pourraient décolorer ou endommager le produit. AKW n'approuve ni ne recommande le nettoyage en autoclave des composants en raison des dommages que cela peut causer aux plastiques spéciaux utilisés dans la construction de ce produit.



Rampes d'accès

Notice d'entretien de l'utilisateur

Entretien général

Les rampes sont conçues pour un usage externe. Gardez les rampes propres et à l'abri des feuilles ou d'autres débris. En hiver, dégagez de neige et la glace de la rampe avant toute utilisation.

N'UTILISEZ PAS de détergents, de produits à polir ou à base de cire pour nettoyer les rampes car cela pourrait rendre la surface glissante.

NE PAS dépasser la capacité de charge maximale indiquée. Prendre en compte le poids de toutes les personnes utilisant la rampe en même temps, pas seulement l'utilisateur de fauteuil roulant.



Vasques et lavabos

Notice d'entretien de l'utilisateur

Entretien général

NE PLACEZ PAS d'allumettes, de cigarettes ou de flammes nues sur ou à proximité de ce produit.

ATTENTION Des agents de nettoyage inappropriés peuvent endommager la surface des matériaux. La céramique peut facilement être égratignée et ébréchée. Vous devez donc faire preuve d'une grande prudence lors du nettoyage.

N'UTILISEZ PAS d'équipement à récurer pour le nettoyage ni de chiffons de nettoyage agressifs ou abrasifs.

N'UTILISEZ PAS de nettoyeurs à vapeur.

Garder la vasque propre

Ces produits doivent être nettoyés périodiquement en utilisant des produits nettoyants pour salle de bains. Après le nettoyage, rincez toujours avec de l'eau et essuyez soigneusement avec un chiffon humide pour enlever les résidus de produit de nettoyage. Ensuite, séchez avec une serviette.

Nettoyage et désinfection

Verser un nettoyant doux comme un nettoyant tout-en-un polyvalent et frotter toute la surface avec une brosse. Vous pouvez également utiliser de l'eau de javel diluée (rapport 10-1). L'eau de javel n'élimine pas toutes les taches mais désinfecte. Lorsque la désinfection est nécessaire, **NE PAS** utiliser des nettoyants concentrés ou abrasifs car ils peuvent rayer la céramique. Prêter attention aux avertissements concernant les effets possibles des nettoyants concentrés sur les plastiques et matériaux utilisés dans la construction de ces produits.



Accessoires sanitaires

Notice d'entretien de l'utilisateur

Entretien général

Ces produits doivent être nettoyés périodiquement en utilisant des produits nettoyants pour salle de bain. Après le nettoyage, rincez toujours avec de l'eau et essuyez soigneusement avec un chiffon humide pour enlever les résidus de produit de nettoyage. Ensuite, séchez avec une serviette.



Panneaux muraux

Notice d'entretien de l'utilisateur

Entretien général

Les panneaux peuvent facilement être nettoyés avec de l'eau chaude et un détergent très doux. Pour les taches plus tenaces, veuillez prendre contact avec responsable commercial pour recevoir des conseils plus précis.

NE JAMAIS nettoyer vos panneaux avec un nettoyant abrasif ou tout autre produit abrasif. Cela pourrait causer des dommages à la surface des panneaux.



Garanties AKW



En raison de notre haut niveau de confiance dans la qualité de nos produits, nous sommes en mesure d'offrir une **garantie à vie** contre les défauts de fabrication (à l'exception des produits électriques et des panneaux muraux Mermaid et Mermaid Acrylique).

* La garantie couvre uniquement les défauts matériels ou de fabrication et ne concerne pas :



Une mauvaise utilisation, une utilisation inappropriée, l'usure normale ou les dommages accidentels.



Les dommages ou défauts qui résultent d'un manque d'entretien y compris l'accumulation de saleté, la poussière, le tartre ou les débris d'origine hydrique. Les dommages résultant d'un nettoyage inapproprié, d'infiltration d'eau ou liés au gel.



Les dommages ou défauts qui résultent d'une mauvaise installation, de réparations ou modifications effectuées par des personnes non autorisées, qui ne sont pas des installateurs ou des techniciens de maintenance.

La garantie à vie exclut l'usure normale du produit et ne s'applique pas aux traitements de surface.

Les produits AKW doivent être installés par un installateur expérimenté et compétent ou par des personnes de métier ; à l'aide de fixations appropriées à l'état des surfaces sur lesquelles le produit doit être attaché. La sélection des fixations spécifiques doit être effectuée par l'installateur sur la base des exigences de chaque installation individuelle.

Si vous n'installez pas le produit AKW en conformité avec les instructions fournies ou si vous effectuez des modifications non autorisées sur ce produit, sachez qu'il y aura une incidence sur la sécurité du produit et pourra annuler cette garantie.

Pour de plus amples informations sur les produits et leur installation, visitez notre site web ou contactez votre responsable commercial



AKW INTERNATIONAL S.A.
Zone industrielle de Tournai Ouest
20 Rue de la terre à briques
7522 Tournai - Marquain
Belgique

Téléphone
0032 (0) 68 33 48 99 (International)
09 72 29 24 05 (France)

Fax
0032 (0) 68 33 16 58

E-mail
ism@akw-medicare.com

Site web
www.akw-medicare.com

- » Téléchargez nos fiches techniques,
- » photos HD et détourées,
- » visionner les vidéos d'installation.

